


## Anweisung für die Gewinnung des Probenmaterials

**Analyse:** kulturelle Untersuchung des Harns

**Untersuchung:** Harnkultur (31URO)

**Sammelsystem/ Behälter:**

- Steriler Behälter
  - Gelbes Röhrchen von 4 ml mit Konservierungsmittel (für Harnkultur)
- (ev. auch Röhrchen von 10 ml für chemisch-physikalische Harnuntersuchung)



**Wo sind die Probenbehälter erhältlich:**

- Externe Patienten: Probenabnahmestellen – Südtiroler Sanitätsbetrieb, Apotheke
- Abteilungen und Krankenhausambulatorien: über Krankenhaus-Apotheke bestellbar

**Wo kann der Probenbehälter abgegeben werden:**

in jedem Abgabezentrum des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Für Öffnungszeiten siehe die Internetseite <https://www.sabes.it/de/gesundheitsprengel.asp>

**Wann:** so rasch als möglich; falls erforderlich, kann das Probenmaterial im Kühlschrank für maximal 24 Stunden aufbewahrt werden (nicht einfrieren!).

- Nach sorgfältiger Hygiene in den Behälter urinieren (die Anweisungen des behandelnden Arztes befolgen), den Mittelstrahlharn sammeln (falls nicht andere Anweisungen gegeben werden) und ohne die Innenseite des Behälters zu berühren.
- Den Behälter gut verschließen.



- Das Röhrchen in die Öffnung auf dem Deckel des Behälters einfügen.
- Das Röhrchen füllt sich (falls auch die physikalisch chemische Untersuchung angefordert wurde, das entsprechende 10 ml Röhrchen auffüllen).
- Den restlichen im Behälter verbleibenden Urin in die Toilette entleeren und den Behälter eliminieren.



**WICHTIG: für das Sammeln von Urin für andere Untersuchungen die spezifischen Behälter verwenden!**

