

Anweisung für die Gewinnung des Probenmaterials

Analysen: Vorgeburtliches Screening für Gruppe-B Streptokokken (GBS)

Untersuchungen (Annahmekodex)

- Vorgeburtliches Screening für Gruppe-B Streptokokken (31GBS)

Probenbehälter:



LHB/LIM broth



eSwab (Standard- rosa Verschluss)

Wo sind die Probenbehälter erhältlich:

- Externe Patienten: Probenabnahmestellen – Südtiroler Sanitätsbetrieb
- Abteilungen und Krankenhausambulatorien: Über Krankenhaus-Apotheke bestellbar


Wo kann der Probenbehälter abgegeben werden:

in jedem Abgabezentrum des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Für Öffnungszeiten siehe die Internetseite <https://www.sabes.it/de/gesundheitssprenkel.asp>

Wann: sobald als möglich; bei Notwendigkeit kann die Probe im Kühlschrank für nicht länger als 24 Stunden aufbewahrt werden (nicht einfrieren!).

Abstriche

- Den Umschlag, welcher den eSwab /LHB/LIM broth Kit (Abstrichtupfer und Transportröhrchen) enthält, öffnen, den Abstrichtupfer herausnehmen und die Abnahme durchführen.
- Den rosa (oder hellblauen) Verschluss des Probenbehälters Swab aufdrehen und den Abstrich einfügen.
- Das Tupferstäbchen an der farbigen Linie abbrechen, wobei der Röhrchenrand als Stütze verwendet wird.
- Den Verschluss vollständig auf das Transportgefäß aufschrauben.
- Auf das Etikett des Transportröhrchens den Namen des Patienten schreiben.*



WICHTIG: Für die Probenentnahme von anderen Untersuchungen des Urogenitaltraktes (z.B. molekularbiologisches Screening, etc.) die eigens dafür vorgesehen Behälter verwenden!