


Anweisung für die Gewinnung des Probenmaterials

	<u>Abstriche</u>	<u>Sperma</u>
<p>Analysen: Kulturen (auf aerobe, ev. anaerobe Bakterien und Hefepilze) von Materialien des Urogenitaltraktes</p> <p>Untersuchungen (Annahmekodex)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kultur des Urogenitaltraktes (317153) • Kultur auf Gonokokken (31GONO,317143) 	<ul style="list-style-type: none"> • Den Umschlag, welcher den eSwab Kit (Abstrichtupfer und Transportröhrchen) enthält, öffnen, den Abstrichtupfer herausnehmen und die Abnahme durchführen. • Den rosa (oder orangen) Verschluss des Probenbehälters eSwab aufdrehen und den Abstrich einfügen. • Das Tupferstäbchen an der farbigen Linie abbrechen, wobei der Röhrchenrand als Stütze verwendet wird. • Den Verschluss vollständig auf das Transportgefäß aufschrauben. • <i>Auf das Etikett des Transportröhrchens den Namen des Patienten schreiben.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn möglich, die Probengewinnung am Vormittag vornehmen • Eine gründliche Reinigung des externen Genitalbereiches mit Wasser und Seife durchführen • Bis zur vollständigen Entleerung der Blase urinieren • In den sterilen Behälter ejakulieren, und das gesamte Material sammeln. Verunreinigung des Materials und des Innenraums des Behälters durch die Hände vermeiden • Den Behälter fest verschließen, um ein Auslaufen des Materials zu verhindern. <p><i>Für die Durchführung des Spermogramms wenden Sie sich bitte an den Betrieblichen Dienst für klinische Pathologie.</i></p>
<p>Probenbehälter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eSwab (Standard- rosa Verschluss und dünner Tupfer- oranger Verschluss) • Steriler Behälter (Sperma) 		
<p>Wo sind die Probenbehälter erhältlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Externe Patienten:</u> Probenabnahmestellen – Südtiroler Sanitätsbetrieb, Apotheke • <u>Abteilungen und Krankenhausambulatorien:</u> Über Krankenhaus-Apotheke bestellbar <p>Wo kann der Probenbehälter abgegeben werden: in jedem Abgabezentrum des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Für Öffnungszeiten siehe die Internetseite https://www.sabes.it/de/gesundheitsspengel.asp</p> <p>Wann: sobald als möglich; bei Notwendigkeit kann die Probe für nicht mehr als 24 Stunden aufbewahrt werden (nichteinfrieren).</p>		

**GESUNDHEITSBEZIRK
MERAN**
Krankenhaus Meran
LABOR MERAN UND SCHLANDERS

**COMPRESORIO SANITARIO DI
MERANO**
Ospedale di Merano
LABORATORIO DI MERANO E SILANDRO